

2º ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E OUTRAS AVENÇAS CELEBRADO EM 14/03/2023.

CONTRATO N.º : STR 1.27.005632/2023
CÓDIGO DO CLIENTE : C04703-07
DATA DA EMISSÃO : 07/02/2024

São Partes no presente instrumento particular:

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - HOSPITAL DOM MALAN, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 10.739.225/0023-23, com sede na Avenida do Aeroporto, s/n, Centro, Petrolina/PE - CEP: 56306-040, neste ato representada, nos termos do seu Contrato Social, por sua Representante Legal Sra. **Maria de Fátima Souza Alencar**, doravante simplesmente denominada “**COMPRADORA**”

SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 58.426.628/0001-33, com sede na Rua Venda da Esperança, 162 – Socorro, São Paulo/SP – CEP 04763-040, neste ato representada, nos termos do seu Contrato Social, pelo Representante Legal **Sr. Pedro Alexandre Barbosa Silveira**, doravante simplesmente denominada “**SAMTRONIC**”.

Em conjunto, doravante simplesmente denominadas “Partes”.

Considerando que as Partes desejam aumentar o número de equipamentos cedidos pela SAMTRONIC à HOSPITAL DOM MALAN;

Isto posto, as Partes acima nomeadas e qualificadas resolvem celebrar o presente 2º Aditivo ao Contrato de FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES E OUTRAS AVENÇAS (“2º Aditivo”), que será regido pelas seguintes cláusulas e condições:

I – DO AUMENTO DO NÚMERO DE EQUIPAMENTOS

1.1. As Partes, em comum acordo, decidem formalizar o aumento de equipamentos cedidos a título de Comodato. Dessa forma, a Cláusula I - Objeto do Contrato Principal passará a vigorar com a seguinte redação:

I - Objeto - O presente Contrato tem por objeto a cessão, à título gratuito, sem exclusividade de qualquer natureza, pela **SAMTRONIC** ao **HOSPITAL DOM MALAN**, a quantidade total de **339 (trezentos e trinta e nove)** equipamentos denominados **BOMBA DE INFUSAO** sendo que 4 (quatro) equipamentos denominados Bomba de Infusão **BOMBA DE INFUSAO ST7000 S TCI INTELLI 3ED WIFI PORTUGUES** e 320 (trezentos e vinte) equipamentos denominados **BOMBA DE INFUSAO ICATU S 4.0 INTELLI PORTUGUES** já se encontram instalados e serão enviados 15 (quinze) equipamentos denominados **BOMBA DE INFUSAO ST7000 S INTELLI 3ED PORTUGUES** após a assinatura deste adendo, com seus acessórios e com respectivos números de série descritos nas notas fiscais.

II – DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato original.

Como alternativa à assinatura física, as Partes declaram e concordam que a assinatura poderá ser efetuada em formato eletrônico. As Partes reconhecem a veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficácia deste 2º Aditivo, incluindo seus anexos, nos termos do art. 219 do Código Civil, em formato eletrônico e/ou assinado pelas Partes, por meio de certificados eletrônicos, ainda que sejam certificados eletrônicos não emitidos pela ICP-Brasil, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

E por estarem justas e contratadas, obrigam-se as Partes a cumprir o presente Instrumento, assinando-o na presença das testemunhas abaixo.

São Paulo, 07 de fevereiro de 2024.

SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Pedro Alexandre Barbosa Silveira

HOSPITAL SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Maria de Fátima Souza Alencar

alencar.mp18@hotmail.com

Testemunhas:

1º)


Nome: Adriana Mattos Cavalcante

E-mail: adriana.cavalcante@samtronic.com.br


2º)


Nome: Raissa Nathale Farias Câmara

E-mail: comercial@jmedhospitalar.com


		Proposta Comercial Tipo: Comodato		Nº 068586 Data: 06/02/24 Emitido por: jmed.medico		
Código do Cliente: C04703-07	DADOS DO CLIENTE Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ Nome Fantasia: HOSPITAL DOM MALAN Endereço: AV DO AEROPORTO / SN Cidade: PETROLINA Bairro: CENTRO Estado: PE CEP: 56306-040 C.N.P.J.: 10.739.225/0023-23 Inscrição Estadual:			Condição de Pagto: 30 DDL	Telefone: 81 - 37192363 Contato: JMED	
				Forma de Pagto: Boletão	Código do Vendedor: D00033 - JMED MEDICO HOSPITALAR LTDA	
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL		
PB008080	BOMBA DE INFUSAO ST7000 S INTELLI 3ED PORTUGUES	15,0000	0,0100	0,1500		
EE510160	EXT. EXTENSET EE 0101 0000 (120 CM) ESTERILIZADO(100UN)	100,0000	22,0000	2.200,0000		
EE520160	EXT. EXTENSET EE 0201 0000 (120 CM) ESTERILIZADO(100UN)	100,0000	22,0000	2.200,0000		
EE120700	SERINGA SERISAM ES 0101 0000 10ML L.L. EST. (CX 200UN)	200,0000	9,0000	1.800,0000		
EE120100	SERINGA SERISAM ES 0201 0000 20ML L.L. EST. (CX 100UN)	100,0000	9,8000	980,0000		
EE120600	SERINGA SERISAM ES 0601 0000 60ML L. L. ESTERIL (CX 50UN)	50,0000	13,0000	650,0000		
OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA: O CONSUMO MÍNIMO MENSAL DE SERINGAS FICA ESTABELECIDO EM 15 SERINGAS POR BOMBA.				VALOR TOTAL 7.830,1500		
				FRETE:		
DESCRIPTIVO TÉCNICO: ST7000 S Intelli "3ª edição" Bomba de infusão de seringa marca SAMTRONIC, modelo ST7000 S Intelli (ST7000 S Intelli "3ª edição"), de fabricação nacional, para infusão de soluções por via enteral ou parenteral, com controle eletrônico programável. Equipamento exclusivo para uso em conjunto com as seringas Samtronic SERISAM®, volumes de 5 mL, 10 mL, 20 mL e 60 mL. Desvio da vazão com as seringas especificadas de ± 3% da vazão programada. Possui oito tipos de programação de infusão: vazão, vazão x volume, tempo x volume, peso x concentração x dose, sequencial, rampa, bolus intermitente e DERS (Sistema de Redução de Erro de Dose utilizando uma biblioteca inteligente personalizada). Vazão de 0,1 a 1500,0 mL/h (conforme volume da seringa), programável a intervalos de 0,1 mL/h, controle de volume a infundir de 0,1						
CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...						


		Proposta Comercial Tipo: Comodato		Nº 068586 Data: 06/02/24 Emitido por: jmed.medico		
Código do Cliente: C04703-07	DADOS DO CLIENTE Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ Nome Fantasia: HOSPITAL DOM MALAN Endereço: AV DO AEROPORTO / SN Cidade: PETROLINA Bairro: CENTRO Estado: PE CEP: 56306-040 C.N.P.J.: 10.739.225/0023-23 Inscrição Estadual:			Condição de Pagto: 30 DDL	Telefone: 81 - 37192363 Contato: JMED	
				Forma de Pagto: Boletão	Código do Vendedor: D00033 - JMED MEDICO HOSPITALAR LTDA	
OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA: O CONSUMO MÍNIMO MENSAL DE SERINGAS FICA ESTABELECIDO EM 15 SERINGAS POR BOMBA.				VALOR TOTAL 7.830,1500		
				FRETE:		
DESCRIPTIVO TÉCNICO: a 1000 mL e tempo programável de 1 minuto a 99 horas 59 minutos. Peso corpóreo de 0,25 a 500,0 kg. Limite de concentração de droga: 0,01 a 999,99 mg/mL ou 0,01 a 999,99 µg/mL. Limite de dose de manutenção: 0,01 a 999,99 mg/kg/min ou 0,01 a 999,99 µg/kg/min. Limite de dose inicial (indução): 0,01 a 999,99 µg/kg/min ou 0,01 a 999,99 mg/kg/min. Taxa de KVO ajustável de 0,0 (desabilitado) a 10,0 mL/h, sendo o valor padrão de 5,0 mL/h. Vazão de Bolus ajustável de 0,2 a 1800,0 mL/h e volume de Bolus ajustável de 0,1 a 25 mL (vazão e volume bolus ajustáveis de acordo com o volume da seringa). Volume de purga ajustável de 0,1 a 10,0 mL. Possui sensor de oclusão ajustável em baixo (30 kPa), médio (80 kPa) e alto (100 kPa). Possui as seguintes funções: Titulação, Biblioteca de drogas (181 drogas cadastradas com possibilidade de acrescentar 30 drogas CUSTOM), Zerar Volume, Ajuste de KVO, Ajuste de bolus, Ajuste oclusão, Volume Sonoro, Volume de Purga, Balanço Hídrico, Bloqueio do teclado, Dados infusão anterior, Alterar Senha, Data/Hora, Detalhes da infusão, Download LOG, Tempo pré-alarma, Reconhecer alarmes, Reinicializar alarmes, Biblioteca DERS, Relatórios DERS (modo DERS). Possui display de 2,4 polegadas com apresentação constante da vazão ou dose de manutenção quando aplicável, volume infundido, tempo total ou tempo restante da infusão, indicador gráfico da pressão atual, indicador gráfico do volume da seringa selecionada, indicador gráfico de carga ou bateria e indicador de hora. Possui teclas virtuais com funções rápidas que se alternam de acordo com a necessidade da etapa de programação/infusão, a opção "voltar" está disponível durante a programação da infusão permitindo ao usuário voltar ao passo anterior ou passar a próxima página, "diluição/concentração" está disponível durante a programação de doses de manutenção onde há necessidade de informar a diluição ou concentração do fármaco permitindo ao usuário selecionar o parâmetro necessário, "buscar" está disponível durante a programação no modo DERS permitindo ao usuário buscar uma droga específica dentro da biblioteca utilizada, "avançar" está disponível na programação do modo sequencial, rampa e bolus intermitente permitindo ao usuário confirmar e seguir para tela de pós-programação, "purgar" está disponível após a confirmação da programação da infusão permitindo ao usuário iniciar a purga, "zerar volume" está disponível durante a infusão permitindo o usuário zerar o valor do volume infundido durante a infusão, "Bolus" está disponível durante a infusão permitindo ao usuário entrar na função para editar volume e tempo ou iniciar o bolus e "cancelar" está disponível durante a infusão interrompida ou concluída permitindo ao usuário cancelar a infusão e voltar à tela de modos de programação. Possui teclas direcionais (direita e esquerda) que acordo com a infusão apresenta um acesso rápido para "detalhes da infusão" está disponível em todas as infusões permitindo ao usuário acessar rapidamente as telas dos detalhes da infusão. Pré-alarma: bateria baixa (30 minutos antes do esgotamento total da bateria) e fim da infusão. Alarmes visuais e						
CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...						

		Proposta Comercial Tipo: Comodato		Nº 068586 Data: 06/02/24 Emitido por: jmed.medico
Código do Cliente: C04703-07	DADOS DO CLIENTE Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ Nome Fantasia: HOSPITAL DOM MALAN Endereço: AV DO AEROPORTO / SN Cidade: PETROLINA Bairro: CENTRO Estado: PE CEP: 56306-040 C.N.P.J.: 10.739.225/0023-23 Inscrição Estadual:		Condição de Pagto: 30 DDL	Telefone: 81 -37192363 Contato: JMED
			Forma de Pagto: Boletão	Código do Vendedor: D00033 - JMED MEDICO HOSPITALAR LTDA
OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA: O CONSUMO MÍNIMO MENSAL DE SERINGAS FICA ESTABELECIDO EM 15 SERINGAS POR BOMBA.				VALOR TOTAL 7.830,1500
				FRETE:
DESCRIPTIVO TÉCNICO: Sonoros: bateria crítica, travamento do motor, desengate do motor, ocusão, vazão livre, seringa inválida, posição de seringa, infusão concluída, sistema reiniciando, balanço hídrico, desconecte o equipamento (purga), em KVO, infusão interrompida e em espera. Sinais de informação/atenção visuais e sonoros: check-up inicial correto, erro no check-up inicial, seringa inválida (tela inicial), indução concluída, infusão concluída, valor inválido (erro de programação), sentido da infusão, teclado bloqueado, biblioteca não encontrada (apenas modo DERS), valor abaixo do permitido (apenas modo DERS), valor acima do permitido (apenas modo DERS), valor abaixo do recomendado (apenas modo DERS), valor acima do recomendado (apenas modo DERS), "confirmar sair do setor" (apenas modo DERS), "confirma titulação para dose de manutenção selecionada?" (apenas modo DERS), bolsa não permitido nesta aplicação (apenas modo DERS), cabo USB deve ser desconectado (apenas modo DERS), erro de mídia (erro durante a instalação da biblioteca DERS ou exportação dos relatórios DERS), erro de arquivo (erro durante a instalação da biblioteca DERS ou exportação dos relatórios DERS), erro de biblioteca (erro durante a instalação da biblioteca DERS) e operação concluída (durante a instalação da biblioteca DERS ou exportação dos relatórios DERS). O limite de armazenamento de registros da bomba ST7000 S Inteli (ST7000 S Inteli "3ª edição") é de 8.000 registros, incluindo registros técnicos e de infusão (a quantidade de registros gravados varia com a quantidade de eventos utilizados). A bomba é fornecida com uma bateria recarregável de níquel-metal hidreto de longa vida com autonomia de no mínimo 8 horas, cabo de alimentação, cabo de interconexão entre bombas de infusão ST7000 (ST7000 "3ª edição"), alça para transporte e manual do usuário. Opcionalmente a bomba de infusão ST7000 S Inteli (ST7000 S Inteli "3ª edição") poderá se comunicar com o software SamLOG® II, possibilitando o download dos dados de infusão através da comunicação por uma porta USB-B. Opcionalmente a bomba de infusão ST7000 S Inteli (ST7000 S Inteli "3ª edição") poderá se comunicar também ao software SamINTELLi®, permitindo a atualização da biblioteca de drogas inteligente e a exportação de relatórios DERS contendo informações da programação/infusão dentro do modo DERS através da comunicação com um dispositivo pen-drive via porta USB-A. A bomba de infusão ST7000 S Inteli (ST7000 S Inteli "3ª edição") é um equipamento de pequeno porte, leve, de fácil manuseio, com design inovador e teclado capacitivo de fácil manuseio e limpeza. Este modelo possui um cabo de interconexão que permite a interconexão (em pedestal ou barra horizontal) recomendada de até 10 bombas de infusão de seringa ST7000 (ST7000 "3ª edição"), marca Samtronic. O equipamento conta com um Menu Engenharia Clínica, acessado por senha, que permite a configuração personalizada pelo estabelecimento de ajustes como: idioma, volume sonoro mínimo, parâmetros default (para volume de purga, volume sonoro, vazão KVO e nível de ocusão), senha engenharia clínica, senha usuário, configurações de rede (Ethernet e WiFi).				
CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...				

		Proposta Comercial Tipo: Comodato		Nº 068586 Data: 06/02/24 Emitido por: jmed.medico
Código do Cliente: C04703-07	DADOS DO CLIENTE Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ Nome Fantasia: HOSPITAL DOM MALAN Endereço: AV DO AEROPORTO / SN Cidade: PETROLINA Bairro: CENTRO Estado: PE CEP: 56306-040 C.N.P.J.: 10.739.225/0023-23 Inscrição Estadual:		Condição de Pagto: 30 DDL	Telefone: 81 -37192363 Contato: JMED
			Forma de Pagto: Boletão	Código do Vendedor: D00033 - JMED MEDICO HOSPITALAR LTDA
OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA: O CONSUMO MÍNIMO MENSAL DE SERINGAS FICA ESTABELECIDO EM 15 SERINGAS POR BOMBA.				VALOR TOTAL 7.830,1500
				FRETE:
DESCRIPTIVO TÉCNICO: Download LOG, atualização da biblioteca de drogas DERS, seleção dos modos de programação permitidos, exportar relatórios DERS e apagar relatórios DERS. Opera em 95 a 240 V~ e frequência de alimentação de 50/60 Hz. Potência máxima consumida 25 VA (1 equipamento) a 250 VA (10 equipamentos interconectados eletricamente). Possui saída para alimentação externa 9 – 12 V (DC). Proteção contra choques elétricos. Equipamento de classe II e parte aplicada de tipo CF. Classificação contra penetração nociva de água: IPX2. Peso do equipamento 1,8 kg sem gama e 1,67 kg com gama. Dimensões (H / L / P): 152 x 300 x 120 mm sem gama e 152 x 300 x 200 mm com gama. Conectividade: USB-A, USB-B, Ethernet e WiFi (opcional). Acessórios: cabo de alimentação externa, gama de fixação, SamLOG® II e SamINTELLi®. Uso hospitalar e ambulatorial. Utilizada para infusões em pediatria, infusões de baixo volume (neonatologia), UTI, centro cirúrgico, cirurgias cardíacas, hemodinâmica e pronto-socorro. Bomba de infusão de seringa compatível com seringas da família SERISAMB. Registro M.S. 10188530070 Descrição do produto: PB008080 BOMBA DE INFUSAO ST7000 S INTELLI 3ED PORTUGUES, Código de barras: 07898463734609 (Rotulagem primária) e 17898463734606 (Rotulagem secundária). Extensor Extensat® EE 0101 0000 120CM – EE510160 Extensor / linha de infusão de seringa, equipamento de agulha, marca Samtronic, utilizado para auxiliar na administração de soluções parenterais por via arterial, venosa, epidural e outras. Possui comprimento total aproximado de 120 cm e volume de prime reduzido de aproximadamente 1,0 mL. Apresenta conexões luer lock para adaptação perfeita a outros descartáveis. Fabricado em PVC DEHP FREE cristal translúcido, atóxico, tubo de 2,0 mm de diâmetro externo e 1,0 mm de diâmetro interno (Ø Fr), embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., tipo de esterilização e prazo de				
CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...				

		Proposta Comercial Tipo: Comodato		Nº 068586 Data: 06/02/24 Emitido por: jmed.medico
Código do Cliente: C04703-07	DADOS DO CLIENTE Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ Nome Fantasia: HOSPITAL DOM MALAN Endereço: AV DO AEROPORTO / SN Cidade: PETROLINA Bairro: CENTRO Estado: PE CEP: 56306-040 C.N.P.J.: 10.739.225/0023-23 Inscrição Estadual:		Condição de Pagto: 30 DDL	Telefone: 81 -37192363 Contato: JMED
			Forma de Pagto: Boleto	Código do Vendedor: D00033 - JMED MEDICO HOSPITALAR LTDA
OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA: O CONSUMO MÍNIMO MENSAL DE SERINGAS FICA ESTABELECIDO EM 15 SERINGAS POR BOMBA.				VALOR TOTAL 7.830,1500
				FRETE:
DESCRIPTIVO TÉCNICO: validade: Produto livre de DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha natural látex. Produto desenvolvido e fabricado conforme norma ABNT NBR ISO 8536-9. Utilização em terapia parenteral. Registro M.S. 10188539002 Opções Embalagem: 100 unidades Códigos de Barras: 7898463734937 (unitário) / 17898463734934 (caixa 100 unidades) ***** Extensor Extensor® EE 0201 0000 120CM - EE520160 Extensor / linha de infusão de seringa, equipo ou agulha, marca Samtronic, utilizado para auxiliar na administração de soluções parenterais por via arterial, venosa, epidural e outras. Possui comprimento total aproximado de 120 cm e volume de prime reduzido de aproximadamente 1,0 mL. Apresenta conexões luer lock para adaptação perfeita a outros descartáveis. Fabricado em PVC DEHP FREE fotoprotetor translúcido, atóxico, tubo de 2,0 mm de diâmetro externo e 1,0 mm de diâmetro interno (B Fr), embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio, laque capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., tipo de esterilização e prazo de validade. Produto livre de DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha natural látex. Produto desenvolvido e fabricado conforme norma ABNT NBR ISO 8536-9. Utilização com soluções fotosensíveis em terapia parenteral. Registro M.S. 10188539003 Opções Embalagem: 100 unidades				
CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...				

		Proposta Comercial Tipo: Comodato		Nº 068586 Data: 06/02/24 Emitido por: jmed.medico
Código do Cliente: C04703-07	DADOS DO CLIENTE Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ Nome Fantasia: HOSPITAL DOM MALAN Endereço: AV DO AEROPORTO / SN Cidade: PETROLINA Bairro: CENTRO Estado: PE CEP: 56306-040 C.N.P.J.: 10.739.225/0023-23 Inscrição Estadual:		Condição de Pagto: 30 DDL	Telefone: 81 -37192363 Contato: JMED
			Forma de Pagto: Boleto	Código do Vendedor: D00033 - JMED MEDICO HOSPITALAR LTDA
OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA: O CONSUMO MÍNIMO MENSAL DE SERINGAS FICA ESTABELECIDO EM 15 SERINGAS POR BOMBA.				VALOR TOTAL 7.830,1500
				FRETE:
DESCRIPTIVO TÉCNICO: Códigos de Barras: 7898463735057 (unitário) / 17898463735054 (caixa 100 unidades) ***** Seringa Serisam® Cristal 10 mL Luer Lock ES 0101 0000 - EE120700 Seringa hipodérmica estéril, apirrogênica, atóxica e de uso único para uso em bomba de infusão de seringa, marca Samtronic. Cilindro translúcido, fabricado em Polipropileno (PP), com escala de graduação milimetrada na coloração azul, lubrificado internamente com óleo a base de silicone para uso médico e com bico tipo luer lock, pistão fabricado em borracha sintética de Isopreno, haste branca fabricada em Polipropileno (PP). Embalagem individual em papel GC, estéril, invólucro resistente ao manuseio, laque capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data e tipo de esterilização e prazo de validade. Produto não contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha natural látex. Produto desenvolvido, fabricado e certificado conforme normas ABNT NBR ISO 7886-1, ABNT NBR ISO 7886-2 e ABNT NBR ISO 594-2. Registro M.S. 10188530065 Opções Embalagem: 200 unidades Códigos de Barras: 789846373 341 1 (unitário) 2 78984637341 5 (caixa 200 unidades) ***** Seringa Serisam® Cristal 20 mL Luer Lock ES 0201 0000 - EE120100				
CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...				

		Proposta Comercial Tipo: Comodato		Nº 068586 Data: 06/02/24 Emitido por: jmed.medico
Código do Cliente: C04703-07	DADOS DO CLIENTE Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ Nome Fantasia: HOSPITAL DOM MALAN Endereço: AV DO AEROPORTO / SN Cidade: PETROLINA Bairro: CENTRO Estado: PE CEP: 56306-040 C.N.P.J.: 10.739.225/0023-23 Inscrição Estadual:		Condição de Pagto: 30 DDL	Telefone: 81 -37192363 Contato: JMED
			Forma de Pagto: Boleto	Código do Vendedor: D00033 - JMED MEDICO HOSPITALAR LTDA
OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA: O CONSUMO MÍNIMO MENSAL DE SERINGAS FICA ESTABELECIDO EM 15 SERINGAS POR BOMBA.				VALOR TOTAL 7.830,1500
				FRETE:
DESCRIPTIVO TÉCNICO: Seringa hipodérmica estéil, apirrogênica, atóxica e de uso único para uso em bomba de infusão de seringa, marca Samtronic. Cilindro translúcido, fabricado em Polipropileno (PP), com escala de graduação milimetrada na coloração azul, lubrificado internamente com óleo a base de silicone para uso médico e com bico tipo luar lock, pistão fabricado em borracha sintética de isopreno, haste branca fabricada em Polipropileno (PP). Embalagem individual em papel GC, estéil, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data e tipo de esterilização e prazo de validade. Produto não contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha natural látex. Produto desenvolvido, fabricado e certificado conforme normas ABNT NBR ISO 7886-1, ABNT NBR ISO 7886-2 e ABNT NBR ISO 594-2. Registro M.S. 10188530065 Opções Embalagem: 100 unidades Códigos de Barras: 789848373 179 0 (unitário) 2 789848373179 4 (caixa 100 unidades) ----- Seringa Serisa® Cristal 60 ml. Luar Lock ES 0601 0000 - EE120600 Seringa hipodérmica estéil, apirrogênica, atóxica e de uso único para uso em bomba de infusão de seringa, marca Samtronic. Cilindro translúcido, fabricado em Polipropileno (PP), com escala de graduação milimetrada na coloração azul, lubrificado internamente com óleo a base de silicone para uso médico e com bico tipo luar lock, pistão fabricado em borracha sintética de isopreno, haste branca fabricada em Polipropileno (PP). Embalagem individual em papel GC, estéil, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data e tipo de esterilização e prazo de validade. Produto não contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha				
DATA DE EMISSÃO: 06/02/24	APROVAÇÃO DO RESPONSÁVEL: Administrador		DATA: ____/____/____	

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:


Condições de Pagamento:	30 DDL
Forma de Pagamento:	Boleto.
Validade da Proposta:	30 (trinta) dias.
Prazo de Entrega:	À combinar.
Garantia / Validade:	Equipamentos: 01 (um) ano, a contar da data de emissão da nota fiscal. Acessórios (linha monitorização): 03 (três) meses, a contar da data de emissão da nota fiscal. Seringas / Bomba Elastosam: 05 (cinco) anos de validade a partir da data de Esterilização. Equipos / Extensores: 03 (três) anos de validade a partir da data de Esterilização. Tampas: 05 (cinco) anos de validade a partir da data de Esterilização.
Troca e Devoluções:	Consulte a Política de Troca e Devoluções da Samtronic.
Despesas de Frete:	
Assistência Técnica:	Permanente, executada pela Samtronic durante e após o período de garantia, ou por nosso agente autorizado.
Dados do Proponente:	Samtronic Indústria e Comércio Limitada. CNPJ: 58.426.628/0001-33 Inscrição Estadual: 112.068.380.115 Inscrição Municipal: 9.491.182-7

2º Aditivo - STR 1.27.005632.023 - Instituto Social das Medianeiras da Paz.pdf

Documento número #1bddd298-4206-4a22-a99c-0c977d5d2b96

Hash do documento original (SHA256): 5f7a74a41f0160b9693e34e6c72ba8cdce347fcd152c4788485a143ee07c2bfe

Assinaturas

-  **Raissa Nathale Farias Câmara**
CPF: 101.397.684-32
Assinou como testemunha em 01 mar 2024 às 09:25:32
-  **Maria de Fátima Sousa Alencar**
CPF: 844.857.284-04
Assinou como representante legal em 07 mar 2024 às 14:47:52
-  **Adriana Mattos Cavalcante**
CPF: 290.166.378-85
Assinou como testemunha em 01 mar 2024 às 09:33:57
-  **Pedro Alexandre Barbosa Silveira**
CPF: 367.402.728-32
Assinou como representante legal em 01 mar 2024 às 10:57:42

Log

- 01 mar 2024, 09:05:30 Operador com email bianca.garolla@samtronic.com.br na Conta 67aaa757-c5b7-46e4-ae1d-72e2a992e8d6 criou este documento número 1bddd298-4206-4a22-a99c-0c977d5d2b96. Data limite para assinatura do documento: 31 de março de 2024 (09:00). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 01 mar 2024, 09:05:30 Operador com email bianca.garolla@samtronic.com.br na Conta 67aaa757-c5b7-46e4-ae1d-72e2a992e8d6 adicionou à Lista de Assinatura: comercial@jmedhospitalar.com para assinar como testemunha, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Raissa Nathale Farias Câmara.
- 01 mar 2024, 09:05:30 Operador com email bianca.garolla@samtronic.com.br na Conta 67aaa757-c5b7-46e4-ae1d-72e2a992e8d6 adicionou à Lista de Assinatura: alencar.mp18@hotmail.com para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Maria de Fátima Sousa Alencar.

- 01 mar 2024, 09:05:30 Operador com email bianca.garolla@samtronic.com.br na Conta 67aaa757-c5b7-46e4-ae1d-72e2a992e8d6 adicionou à Lista de Assinatura: adriana.cavalcante@samtronic.com.br para assinar como testemunha, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Adriana Mattos Cavalcante e CPF 290.166.378-85.
- 01 mar 2024, 09:05:30 Operador com email bianca.garolla@samtronic.com.br na Conta 67aaa757-c5b7-46e4-ae1d-72e2a992e8d6 adicionou à Lista de Assinatura: pedro.silveira@samtronic.com.br para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Pedro Alexandre Barbosa Silveira e CPF 367.402.728-32.
- 01 mar 2024, 09:25:32 Raissa Nathale Farias Câmara assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail comercial@jmedhospitar.com. CPF informado: 101.397.684-32. IP: 186.235.189.88. Componente de assinatura versão 1.767.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 01 mar 2024, 09:33:57 Adriana Mattos Cavalcante assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail adriana.cavalcante@samtronic.com.br. CPF informado: 290.166.378-85. IP: 189.109.218.250. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.678105 e longitude -46.7158309. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.767.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 01 mar 2024, 10:57:42 Pedro Alexandre Barbosa Silveira assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail pedro.silveira@samtronic.com.br. CPF informado: 367.402.728-32. IP: 189.109.218.250. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.6699818 e longitude -46.7167012. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.767.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 07 mar 2024, 14:47:53 Maria de Fátima Sousa Alencar assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail alencar.mp18@hotmail.com. CPF informado: 844.857.284-04. IP: 177.129.62.70. Componente de assinatura versão 1.775.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 07 mar 2024, 14:47:53 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 1bddd298-4206-4a22-a99c-0c977d5d2b96.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 1bddd298-4206-4a22-a99c-0c977d5d2b96, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.